



FICHE PRODUIT

Désignation du produit



Code article :

EURO 1000

Famille :

Lits médicalisés pour adultes

Description :

Lit médicalisé électrique pour adultes, ou enfants de plus de 12ans et /ou de plus de 146cm

Usage revendiqué :

Lit pour adulte à usage domestique ou pour collectivité.

Utilisation intérieure.

Conforme norme NF EN 60 601.2.52

pour les environnements 2, 3, 4 et 5

Evaluation de conformité par APAVE Sudeurope

Classe du dispositif : Classe I

Garantie produit :

5 ans contre tout vice de fabrication



lire les fiches instructives fournies avec le produit

Caractéristiques Techniques

Dimensions (mm)

- Sommier : 2040 x 904
- Hauteur variable : 290 à 820
- Hors tout (panneaux-barrières) : 2110 x 994
- Hors tout (kit boissière) : 2112 x 1010

-
-

Description technique

- Lit à hauteur variable électrique : 290mm à 820mm.
- Système de trolley intégré
- Sommier à 2 potences : grilles.
: lattes ABS
: lattes bois.
: latte acier soudees
- Relève buste électrique.
- Relève jambes.
- Option relève jambes électrique à plicature
- Barrières de lits Securis : référence BL3170.
- 4 roues au Ø100 à frein.
- Condamnation par clé magnétique de la télécommande.
- Charge maxi : 200kg.
- 220v – 50Hz.
- Facteur de service : 10%.

Poids du produit :

64 KG

Date de 1ère mise sur le marché :

Juin 2003

Etiquetage produit

Vignette de remboursement

Vignette CE