

## 771 FORTISSIMO



Code article : **1020076**

Code ACL : 3401542608674

Famille :

**Aides à la marche**

Description :

**Canne anglaise acier, croissant réglable articulé, poignée mousse, finition époxy.**

**Usage revendiqué :**

Aide à la marche manipulée avec un bras

**Classe du dispositif :** I

**Garantie produit :**

2 ans contre tout vice de fabrication



### Caractéristiques Techniques

#### Dimensions (mm)

- Hauteur mini sol / poignée\* : 760 mm
- Hauteur maxi sol / poignée\* : 1060 mm
- *plage de réglage : 275 mm (tous les 25 mm)*
- Ø int croissant : 100 mm
- Côte poignée croissant : mini 185 – maxi 235

\* position médiane sur poignée

Tolérances : dimensionnelles 10mm - pondérales 20g

#### Description technique

- Mât : tube acier Ø 25 x 1,2  
2 positions de réglage  
Finition mât : époxy couleur
- Rallonge basse: tube acier Ø 22x1,2  
8 trous de réglage (tous les 25 mm)  
Finition rallonge : époxy couleur
- Bague Ø 25 noire anti-jeu entre mât et rallonge
- Blocage réglages en hauteur : clips Ø 25 noir
- Croissant adulte fermé articulé en polypropylène monté sur rallonge haute en acier.  
→ réglage rallonge haute par clip
- Poignée mousse noire montée sur poignée acier soudée au mât
- Embout 19x45 noir

Poids du produit :

**1,3 kg**

Date de 1ère mise sur le marché : **Sep 2005**

version mise sur le marché à partir de: **15 nov 2012**

### Etiquetage produit

Vignette de remboursement



Vignette CE



## 771 FORTISSIMO



### Liste des pièces :

N°	Code article	Qtité	Désignation
1	A000010	1	Anneau adulte fermé canne 461
2	A008316	1	Vis spéciale haut de 461
3	A008318	1	Vis ULF 4x10 ZI
4	E102006	1	Rallonge haute 771 XXL
5	A000085	1	Chape diam. 20
6	A102029	1	Rivet diam. 4.8/16 acier-acier
7	A000009	2	Bague diam. 25 noire
8	A102007	2	Clip de 25 noir
9	A000025	1	Embout noire EDB 22/30
10	A000066	1	Poignée noire mousse Cassano
11	E102005	1	Mât soudé 771 XXL
12	E102007	1	Rallonge basse 771 XXL
13	A000134	1	Embout anti bruit
14	A000221	1	Embout 19x45 noir

