

Embout 19x40 noir

Code article : **A000218**

Code ACL : 3401521088428

Famille :

Accessoire aide à la marche

Description :

Embout de sol pour cannes anglaises

Usage revendiqué :

Aide à la marche manipulée avec un bras

Classe du dispositif : /

Garantie produit : /



Caractéristiques Techniques

Dimensions (mm)



Tolérances : dimensionnelles 1 mm - pondérales 5 g

Description technique

- Embout en caoutchouc pour tubes Ø 20 à 22 mm
- Insert métallique
- Coloris noir

Poids du produit :

35 gr

Date de 1ère mise sur le marché :

Avant 1998

Etiquetage produit

Vignette de remboursement

/

Vignette CE

/