

Les fiches techniques TENS

LES ELECTRODES

► Qualité, confort, efficacité

La qualité d'un traitement antalgique par neurostimulation transcutanée TENS est directement liée à la qualité des électrodes utilisées. Ces électrodes sont livrées avec l'appareil (en location comme à l'achat) mais demandent à être renouvelées régulièrement. Les électrodes de la gamme CefarCompex/Dura-Stick apportent un confort maximum et une stimulation idéale favorisant l'obtention d'un résultat optimal.

Le gel MultiStick® des électrodes CefarCompex/Dura-Stick fait la différence :

- Il assure une intensité stable au cours du traitement,
- Il augmente la longévité de l'adhérence,
- Il permet une répartition homogène du courant sur toute la surface permettant :
 - d'améliorer le confort du patient pendant la stimulation,
 - d'atténuer les sensations désagréables de picotements, points « chauds ».

► Choisir les électrodes

Les électrodes CefarCompex/Dura-Stick sont proposées selon 3 gammes au choix à sélectionner en fonction du format adapté à la zone à traiter, de la durée d'utilisation souhaitée, de la méthode de conduction du courant et de la souplesse nécessaire à une bonne adhésion de l'électrode.

3 gammes au choix :

- ORIGINALE devenue **DURA-STICK PREMIUM** parmi lesquelles nous retrouvons les électrodes pour peaux sensibles Blue Gel,
- STIMTRODE devenue **DURA-STICK PLUS**,
- MULTITRODE devenue **DURA-STICK**

La connectique : Les électrodes CefarCompex/Dura-Stick proposent une connectique conventionnelle adaptée à différents type de TENS dont le Cefar Primo Pro : fiches banane femelles 2 mm; 

Le format : Les électrodes CefarCompex/Dura-Stick existent dans de nombreux formats adaptés à toutes les zones anatomiques : Rondes diamètre 32 mm ou 50 mm, Carrées, Rectangulaires, Ovale. 

La méthode de conduction : Les électrodes Dura-Stick Plus et Premium proposent la technologie révolutionnaire à **1000 brins d'acier** pour une meilleure répartition du courant, un meilleur confort et une plus grande longévité. Les électrodes Dura-Stick proposent de leur côté, la méthode standard à l'aide d'une plaque carbone.

Souplesse : Liée au film recouvrant la partie supérieure des électrodes, elle est meilleure avec des électrodes proposant un dessus en polyuréthane, gris lavable : Dura-Stick Premium. Les électrodes Dura-Stick et Dura-Stick Plus proposent en revêtement standard en textile non lavable.

Longévité : Les électrodes Dura-Stick Premium sont utilisables durant une cinquantaine de séances contre environ 30 pour les Dura-Stick Plus et 20 pour les Dura-Stick. Si les électrodes ne collent plus assez bien ou pour les patients présentant une forte pilosité, il peut être conseillé d'utiliser un gel pour électrode.