



Sécurité et design pour toujours plus de confort

La planche de bain **H112 Marina** a été conçue pour toujours plus de confort lors de la toilette et une grande stabilité grâce aux 4 patins de fixation qui s'adaptent sur toutes les baignoires pour des patients allant jusqu'à 150 kg. Le revêtement de la planche **H112 Marina** est antidérapant avec des perforations pour faciliter l'écoulement de l'eau.

L'écartement maximal entre les pieds est de 62 cm.

Version XL 1471594

Plus longue et renforcée
Ecartement maxi entre les pieds = 68 cm



Caractéristiques et Options



Fonctionnelle :

Porte-savon, découpe pour pommeau de douche, assise ergonomique

Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

	<i>Marina</i>	<i>Marina XL</i>
Longueur (mm)	690	740
Poids (kg)	1,6	1,6
Poids max. utilisateur (kg)	150	200