

Invacare **I-Fit 9780E**



Tabouret de douche en plastique traité.


- Assise réglable en hauteur de 380 à 550 mm (au cm près)
- Large pieds pour une grande stabilité
- Assise grainée large et profonde
- Montage sans outils

Pièces détachées

❶ Embout caoutchouc	1121530
❷ Pied et rallonge	1116872



Invacare **Alizé H2120/1**




Tabouret de douche en acier haute qualité galvanisé et traitement surface époxy.

- Assise réglable en hauteur de 470 à 550 mm
- Assise ergonomique en ABS
- Facile à transporter (léger)
- Pour un usage à domicile pour un seul patient.

Pièces détachées

❶ Assise	1410052
❷ Clip de réglage	1410505
❸ Bague blanche	1410504
❹ Embout Ø int. 20 mm, Ø ext. 34 mm	1410495
● Visserie	

Invacare **Alizé H2240/1**



Tabouret de douche en acier haute qualité galvanisé et traitement surface époxy.

- Assise réglable en hauteur de 470 à 550 mm (tous les 20 mm)
- Assise ergonomique en ABS
- Accoudoirs fixes
- Pour un usage à domicile pour un seul patient.

Pièces détachées

❶ Assise	1410052
❷ Clip de réglage	1410505
❸ Bague blanche	1410504
❹ Embout Ø int. 20 mm, Ø ext. 34 mm	1410495
● Visserie	

Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

	9780E	H2120/1	H2240/1
Poids (kg)	3,7	4,5	5,7
Poids max. utilisateur (kg)	180	120	120