



- ✓ Assise souple thermosoudée
- ✓ Châssis en duraluminium
- ✓ Accoudoirs gainés
- ✓ 2 roulettes à frein
- ✓ Tissus du dossier relevable



Assise souple

## DESCRIPTIF

Sans risque de corrosion, le siège de douche à roulettes Obana possède une assise souple ergonomique amovible et percée pour un usage « garde robe ». Le tissu du dossier se relève afin de faciliter l'accès au dos du patient. Maniable et léger supporte 110 kg.

**Poids supporté 110 kg**

**Garantie : 2 ans**

Références	Désignations	Hauteur assise/sol	Largeur assise	Profondeur assise	Hauteur totale	Largeur entre accoudoirs	Emcombrement hors tout	Poids
540381	Chaise Obana	52 cm	44 cm	40 cm	96 cm	50 cm	78 x 56 cm	6,5 kg