



APLOT MONOBLOC



MATELAS GAUFRIER MOULÉ EN MOUSSE HR ZYPREX™

AIDE À LA PRÉVENTION D' ESCARRES POUR PATIENT À RISQUE FAIBLE À MOYEN, ALITÉ DE 10 À 15 HEURES.

AIDE AU TRAITEMENT DES ESCARRES STADE 1 À 2 AVEC DISPOSITIFS DE DÉCHARGE LOCALISÉE ET SYSTÈME DE POSITIONNEMENT.

POIDS PATIENT MAXI SUPPORTÉ : 120 KG

EFFICACITÉ

- Grande mobilité des plots

ERGONOMIE

- Les 4 pans coupés facilitent la mise en place de la potence et des différentes formes de panneaux de lit

CONFORT

- Plots moulés, de surface lisse, aux bords arrondis non traumatisants

MATELAS DE TYPE GAUFRIER MOULÉ EN MOUSSE HR ZYPREX™

ERGONOMIQUE

- ▶ 4 pans coupés.
- ▶ Plus d'espace pour la potence.
- ▶ Compatible avec tous les types de panneaux de lit.

EFFICACITÉ

- ▶ Réduction du cisaillement des tissus par la mobilité des plots.
- ▶ Grande mobilité des plots dans les 3 dimensions pour réduire le risque de cisaillement de la peau et des tissus sous-jacents.

SÉCURITÉ


- ▶ Réduction du cisaillement des tissus par la mobilité des plots.
- ▶ Grande mobilité des plots dans les 3 dimensions pour réduire le risque de cisaillement de la peau et des tissus sous-jacents.

APLOT 2 VERSIONS





Monobloc

2



Monobloc comprimé



PALETTE BOX

PRATIQUE

- ▶ Les matelas sont prêts à l'emploi

ÉCOLOGIQUE

- ▶ Réduit le volume des déchets



ROULÉ COMPRIMÉ (RC)

ERGONOMIQUE

- ▶ Léger, préhension facile (sangle de transport disponible)

ÉCOLOGIQUE

- ▶ Augmente la capacité de transport du véhicule



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE SELON PRÉSENTATION ET CONDITIONNEMENT			DIMENSIONS	POIDS PATIENT	NORMES FEU	MASSE VOLUMIQUE NETTE
	CARTON	PALETTE BOX	ROULÉ COMPRIMÉ (RC)				
APLOT Monobloc pans coupés, alèse Dermalon FR*	VA103MB14	VA103MB14 BOX (par 10)	VA103MB14RC1 (unitaire) VA103MB14RC (par 5)	195 x 85 x 14 cm	40 à 120 kg	EN 597-1 et 2 GPEM D1 90 classe D	Mousse Haute Résilience (HR) Zyprex > 34 kg/m³
APLOT Monobloc pans coupés, housse intégrale Promust PU* (non installée) grammage:	VA103MB14 /HIP	VA103MB14 /HIP-BOX (par 10)	—			EN 597-1 et 2 GPEM D1 90 classe D	
APLOT Monobloc pans coupés, housse intégrale Promust PU HD* (non installée) grammage:	VA103MB14 /HIPH	VA103MB14 /HIPH-BOX (par 10)	—				

Entretien : Dermalon FR



Entretien : Housse Promust PU (HD)



Garantie 1 an

Photos non contractuelles

ASKLÉ SANTÉ Groupe WinnCare - 200 rue Charles Tellier - Actiparc de Grézan - 30034 Nîmes Cedex 1 France

Tél : +33 (0)4 66 02 15 15 - Fax : +33 (0)4 66 02 15 00 - E-mail : contact@askle.com

www.winnCare.fr



Dans un souci d'amélioration constante de ses produits, le Groupe WINNCARE se réserve le droit d'en modifier sans préavis les caractéristiques techniques
Dispositif médical de Classe I selon la Directive EUROPÉENNE 93/42/CEE