

# MATELAS EN MOUSSE VISCOÉLASTIQUE

## **ALOVA**<sup>TM</sup>

### Monobloc, Multiportance, à décharge talonnière



#### DÉCHARGE TALONNIÈRE INTÉGRÉE

- **Performance** : abaissement des valeurs de pression par des portances adaptées pour chaque zone du corps.
- **Efficacité** : amélioration des flux vasculaires au niveau des talons par une proclive intégrée.
- **Sécurité** : réduction à minima du risque de contamination croisée par une protection intégrale techniquement éprouvée.
- **Confort** : accompagnement des mouvements du corps.



WINCARE  
g r o u p

Pour les utilisateurs à risque d'escarre(s) **Moyen à élevé**

## Matelas monobloc à décharge talonnière

**Multiportance**

Souple Ferme MEDIUM

Housses soudées  
C.I.D.  
Total Protection Ag++

Surmatelas mousse viscoélastique  $\geq 75 \text{ kg/m}^3$

Base Mousse Haute Résilience (HR)

Décharge talonnière intégrée

**Réduction optimale des pressions en regard des zones à risque** grâce à la proclive du segment jambier, associée à la multiportance du matelas ALOVA.  
Exemple : répartition de pressions au niveau du talon chez un patient de 1,76 m et 70 kg (Unité : mm de Hg).

Matelas SANS proclive talonnière.

Matelas ALOVA monobloc multiportance AVEC proclive talonnière.

VMA64  
VMA63  
VMA62

## PALETTE BOX



- **Pratique** : les matelas sont prêts à l'emploi.
- **Écologique** : réduit le volume des déchets.
- **Conditionnement** : roulé comprimé par 5 sur palette.

## ROULÉ COMPRIMÉ (RC)



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE SELON PRÉSENTATION ET CONDITIONNEMENT			DIMENSIONS (cm)	POIDS PATIENT	NORMES FEU	MASSE VOLUMIQUE NETTE
	CARTON	PALETTE BOX	ROULÉ COMPRIMÉ				
<b>ALOVA DT monobloc multiportance, housse Promust PU*</b>	VMA62C-HIP	VMA62-HIP (par 10)	VMA62RCI-HIP (unitaire) VMA62RC-HIP (par 5)	195 x 88 x 14	30 à 120 kg	EN 597-1 et 2 GPEM DI 90 classe D	Mousse viscoélastique $\geq 75 \text{ kg/m}^3$
	—	VMA63-HIP-BOX (par 10)	—		30 à 150 Kg		
<b>ALOVA DT monobloc multiportance, housse Promust PU HD*</b>	VMA62C-HIP3	VMA62-HIP3 (par 10)	—		30 à 120 kg		
	VMA63HIPH	VMA63HIPH-BOX (par 10)	—		30 à 150 kg		
	VMA64HIPH	VMA64HIPH-BOX (par 10)	—		30 à 180 kg		
<b>ALOVA DT monobloc multiportance, housse soudée CIC</b>	VMA63CIC	VMA63CIC-BOX (par 10)	—		30 à 150 Kg		
	VMA64CIC	VMA64CIC-BOX (par 10)	—		30 à 180 kg		

Entretien : Promust PU (HD)  
Promust CIC



Disponible en versions VMA63RC-HIPH et VMA64RC-HIPH (par 5)

Garantie 3 ans.  
En collectivité, la protection est garantie 1 an.

**ASKLÉ SANTÉ Groupe Winnicare** – 200 rue Charles Tellier – Actiparc de Grézan – 30034 Nîmes Cedex 1 France  
Tél : +33 (0)4 66 02 15 15 – Fax : +33 (0)4 66 02 15 00 – E-mail : [contact@askle.com](mailto:contact@askle.com)

[www.winnicare.fr](http://www.winnicare.fr)

Dans un souci d'amélioration constante de ses produits, le Groupe WINNCARE se réserve le droit d'en modifier sans préavis les caractéristiques techniques  
Photos non contractuelles - Dispositif médical de Classe I selon la Directive EUROPEENNE 93/42/CEE

**ASKLÉ SANTÉ**  
WINNCARE  
G R O U P E