


549 bis



Coloris stock permanent : **GRIS PASTEL**

Code article : **1040006S1**

Code ACL : 3401054008566

Code GTIN : 3615800001408

Autres coloris :

Code article : **1040006**

Code ACL : 3401054008337

Code GTIN : 3615800001392

Famille :

Canne tripode et quadripode

Description :

Canne tripode acier à poignée col de cygne, réglable en hauteur, finition époxy.

Usage revendiqué :

Aide à la marche manipulée avec un bras
Usage intérieur ou extérieur

Classe du dispositif :

1 (non invasif)

Garantie produit :

2 ans contre tout vice de fabrication



Caractéristiques Techniques :

Dimensions (mm) :

- Hauteur* mini : 770 mm
- Hauteur* maxi : 895 mm
- Embase : 320 x 275 mm hors tout

* position médiane sur poignée

Description technique :

- Embase soudée: tube acier Ø 20x1 et Ø 19 x 1.2 mm + renfort acier Ø 5 mm - Finition époxy
- Rallonge col de cygne : tube acier finition époxy 22x1.2mm – 6 positions de réglage (tous les 25 mm) – finition époxy
- Blocage position de réglage : clip noir Ø 22.5
- Bague anti jeu
- 3 embouts 19 x 40 noirs

Poids du produit :

1,2 kg

Date de 1ère mise sur le marché : **Avant 98**


version mise sur le marché à partir de: **09/01/18**

Etiquetage produit

Vignette de remboursement




Vignette CE



549 bis



Liste des pièces :



N°	Code article	Qtité	Désignation
1	A000067	1	Poignée noire
2	E104014	1	Col de cygne 548 acier
3	A000126	1	Clip de 22.5 noir
4	A000002	1	Bague diam. 22.5 noire
5	E104009	1	Embase 549 adulte
6	A000081	1	Embout diam. 20 EAZ noir
7	A000218	3	Embout 19x40 noir



Edition 9 – Janvier 2018