



Guidon de transfert

Vertic'Easy



- **Nouvelle poignée de préhension** développée en collaboration avec une ergothérapeute.
- **Verticalisation optimale** grâce aux prises multiples, naturelles et progressives.
- **Accompagnement facilité** pour le soignant.

- Plate-forme rotative
- Repose pieds anti dérapant
- Appui-jambes orientables et réglables en hauteur
- Roulettes de manutention
- Kit sangle optionnel



H141 x L53 x P70



ø45 x H2



108 à 128 x L 48



120 à 140 x L 48



17



150

