



Léger, confortable et robuste !

Le fauteuil **Action²_{NG}** a été développé à partir du fauteuil de référence : l'**Action³_{NG}**. Ses caractéristiques correspondent aux besoins des utilisateurs qui ne souhaitent pas faire de compromis entre sécurité et confort. Il utilise les mêmes modules et est totalement compatible avec l'**Action³_{NG}**, offrant ainsi un poids léger pour faciliter manipulation et maniabilité. L'**Action²_{NG}** s'intègre parfaitement à la famille **Action**. Nouveau: il est désormais disponible en version transit pour un encombrement réduit.



Trusted Solutions, Passionate People



Yes, you can.®



Caractéristiques

Léger et confortable

Avec un poids de 16,2 kg et un châssis pliant par croisillon, l'**Invacare Action²_{NG}** est très facile à manipuler et à transporter. Grâce à ses compatibilités avec la famille **Action**, il peut être adapté aux besoins spécifiques de chaque utilisateur.

Robustesse

Grâce à son croisillon profilé le fauteuil profite d'une robustesse qui lui assure une grande longévité. L'**Action²_{NG}** ne vous décevra pas et vous suivra partout !




Invacare Action²_{NG} Transit

Le nouveau fauteuil roulant à pousser équipé d'un dossier inclinable et d'un système de freins manuels tierce-personne au pied inédit. Très compact avec une largeur HT = largeur d'assise + 145 mm.



Repose-jambes Standard

Sa structure en acier et son mécanisme robuste du réglage en angle lui confère une grande solidité.



2 types de dossiers :

fixe ou inclinable par crémaillère (pour plus de confort).

Données techniques

Invacare Action²_{NG}	405 / 430 / 455 / 480 mm	400 / 425 mm	460 / 485 mm	430 mm	240 mm	330 - 460 mm	80°	0° / 10° / 20° / 30°
Invacare Action²_{NG} Transit	405 / 430 / 455 / 480 mm	400 mm	485 mm	430 mm	240 mm	330 - 460 mm	80°	0° / 10° / 20° / 30°
Invacare Action²_{NG}	Largeur d'assise + 200 mm	920/945 mm	820 - 870 mm	325 mm	16,2 kg	125 kg		
Invacare Action²_{NG} Transit	Largeur d'assise + 145 mm	945 mm	725 mm	240 mm	14,9 kg	125 kg	Crash testé ISO 7176-19	

Coloris du châssis



Gris Argent

Revêtement du siège



Nylon noir