

Eco-Buggy

La simplicité au quotidien



La poussette-canne Eco-Buggy est conçue pour être transportée facilement et rapidement.

Grâce à son châssis en aluminium, l'Eco-Buggy est ultra-légère. Pouvant supporter une charge maximale de 50 kg, elle convient également pour de plus grands enfants.

Sa toile d'assise et de dossier renforcée, ses palettes repose-pieds réglables en hauteur ainsi que sa sangle de bassin contribuent au bon équilibre de l'enfant.

Grâce à la suspension de ses quatre roues de direction jumelées et à son dispositif d'arrêt des roues avant, l'Eco-Buggy se laisse facilement manœuvrer sur tous types de terrain.

Caractéristiques produit

- Solidité de la toile d'assise et de dossier
- Dossier inclinable
- Roues de direction jumelées, avec dispositif d'arrêt
- Palette repose-pieds réglable en hauteur
- Sac de rangement pliant

Equipement de série :

Poussette pour enfants de 5 à 10 ans

- Repose-pieds réglables en hauteur
- Palettes séparées escamotables
- Roues jumelées avec sac de rangement pliant
- Roues avant pivotantes avec dispositif d'arrêt
- Sangle de bassin standard
- Freins aux pieds aux roues arrière
- Suspension aux roues avant/arrière
- Châssis argent métallique (026), assise bleu
- TVA appliquée à 5.50 %

Informations techniques :

- Largeur d'assise : 35 cm
- Profondeur d'assise : 30 cm
- Hauteur de dossier : 55 cm
- Distance assise/repose-pieds : 20 - 34* cm
(* possible en bloquant les roues avant)

☐ Devis

☐ Commande

☐ Prestation d'assistance Otto Bock

(voir conditions commerciales)

N° client :

Tampon de la société :

♦ : configuration standard O : options sans supplément de prix

En cas d'incompatibilité entre certaines options, le service client prendra contact avec vous.

Eco-Buggy

Poussette-canne pliante à dossier inclinable



Poids maximum utilisateur : 50 kg

Poids de la poussette : 9 kg

Garantie 2 ans

ENVOYER

Référence	Prix public HT	Prix public TTC	LPP	
			Code	Montant
HR32100001-011	544,27 €	574,20 €	4255116	574,21 €

Inclus		
HR32075400E	<input checked="" type="checkbox"/>	Ceinture de bassin noire standard
HR32105300	<input checked="" type="checkbox"/>	Panier pour Eco-Buggy

Accessoires			Prix public HT	Prix public TTC	LPP	
					Code	Montant
HR32070060-031	<input type="checkbox"/>	Appui-tête T1, rembourré - NC avec habillage remb.	173,46 €	183,00 €		
HR32070020-343	<input type="checkbox"/>	Habillage rembourré couleur bleu Coro (NC avec harnais 5 points)	272,98 €	288,00 €		
HR32102300	<input type="checkbox"/>	Harnais 5 points avec rembourrage de nuque (NC avec habillage rembourré)	92,89 €	98,00 €	4328542	96,22 €
HR32102200	<input type="checkbox"/>	Casquette pare-soleil	76,78 €	81,00 €		
HR32135300-343	<input type="checkbox"/>	Habillage simple couleur bleu Coro	87,20 €	92,00 €		
HR16001102	<input type="checkbox"/>	Buggy board Techno	172,51 €	182,00 €		

