

Chaise de douche New Bora



- Blanc - 812033.B

- Gris - 812033.G

- **Assise avec découpe anatomique à l'avant**
- **Poignées latérales anatomiques**
- **Réglable en hauteur**

Notre chaise de douche Bora vous permettra de prendre votre douche confortablement installés et en toute sécurité. Sa large assise anatomique est munie de trous d'écoulement, de 2 poignées de relèvement, d'une surface grainée antidérapante et de 2 espaces pour fixer la douchette. Assemblage par 5 molettes sans outil en quelques minutes. Hauteur d'assise réglable en 8 positions.

Encombrement au sol : larg. 43 x prof. 44 à 49,5 cm. Poids 2,6 kg.

Dimensions assise : larg. 48,5 x prof. 33 x haut. 35 à 53 cm.

Dimensions dossier : larg. 38 x haut. 22 cm. Hauteur par rapport à l'assise 33 cm.

2 coloris au choix : blanc ou gris.

Résistance 100 kg

Variantes :

- Blanc
- Gris