

# i2m.A

 courant direct

+ L' i2m.A est le premier appareil d'ionophorèse des Laboratoires i2m.

Conçu il y a presque 30 ans, ce produit a fait l'objet de nombreuses publications scientifiques lors de sa sortie.

**i2m.A l'appareil d'ionophorèse RÉFÉRENCE !**

**EFFICACITÉ  
radicale**



#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Classification électrique** : appareil B.F. classe 2
- **Source d'alimentation** : batterie pb 4 volts/5 Ah
- **Chargeur de batterie** : 12 Vac / 800 mA nominal
- **Tension de sortie** : 43 Volts / 1000 ohms
- **Durée de fonctionnement en service continu** : 2 h
- Appareil conforme aux normes CEI 60601-1/ CEI 60601-2-10 / CEI 60601-1-2/ EN55011 / CEI 801-3/ CEI 801-2
- Garantie 2 ans pièces et main d'oeuvre
- Fabrication française

**Aujourd'hui, pour son efficacité radicale face à l'hyperhidrose, l'i2m.A reste LA référence dans son domaine.**

Un appareil révolutionnaire qui ne se démode pas et reste incontournable dans le traitement de la transpiration excessive.

#### ACCESSOIRES

- Bacs palmaires (2) et plantaires (2)
- Electrodes palmaires (2) et plantaires (2) inoxydables
- 2 pinces crocodiles inoxydables
- 4 grilles de diffusion
- 2 cordons
- Chargeur de batterie
- Notice

