




**NOUVEAU**

- Châssis en aluminium : 100% anti-corrosion, 2,4 kg
- Réglable en hauteur sans outils de 405 à 505 mm sur 5 paliers
- Assise ergonomique percée pour faciliter l'écoulement
- Pieds amovibles pour un stockage et un transport aisés
- Stabilité renforcée grâce aux 4 pieds caoutchouc légèrement biseautés qui épousent les déformations du sol ou les joints de carrelage de sol
- Poids max utilisateur 143 kg
- Facile à nettoyer
- Profondeur hors tout 395 - 405 mm
- Hauteur hors tout 450 - 550 mm

## Aquatec **Sorrento**



### Tabouret de douche 100% anti-corrosion

- Assise Soft Confort
- Pieds réglables en hauteur
- Disponible avec ou sans découpe intime, avec ou sans accoudoirs

- 1532660** Tabouret avec accoudoirs et découpe intime
- 1532661** Tabouret sans accoudoirs avec découpe intime
- 1532729** Tabouret avec accoudoirs sans découpe intime
- 1532728** Tabouret sans accoudoirs sans découpe intime

## Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr). Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

	<b>H291</b>	<b>Sorrento</b>
Poids (kg)	2,4	3,5 ou 4
Poids max. utilisateur (kg)	143	135

**AQUATEC**<sup>®</sup>

Tabourets pour la douche

**INVACARE**<sup>®</sup>  
Yes, you can.<sup>®</sup>