



## Désignation du produit



Code article :

**EURO 3000 90-100**

Famille :

**Lits médicalisés pour adultes**

Description :

**Lit médicalisé électrique pour adultes, ou enfants de plus de 12ans et /ou de plus de 146cm**

### Usage revendiqué :

Lit pour adulte à usage domestique ou pour collectivité.

Utilisation intérieure.

Conforme norme NF EN 60 601.2.52

pour les environnements 2, 3, 4 et 5

Evaluation de conformité par APAVE Sudeurope

**Classe du dispositif : Classe I**

**Garantie produit :**

5 ans moteurs

10 ans mécanique



lire les fiches instructives fournies avec le produit

## Caractéristiques Techniques

### Dimensions (mm)

- Sommier : 2050 x 904
- Sommier : 2050 x 1004

- Hauteur variable : 290 à 820

- Dims.Totales (panneaux-barrières) : 2120 x 994
- Dims.Totales (panneaux-barrières) : 2120 x 1094

- Dims.Totales (kit boissiere) : 2122 x 1010
- Dims.Totales (kit boissiere) : 2122 x 1110

- 
- 

### Description technique

- Lit à hauteur variable électrique : 290mm à 820mm.
- Sommier à 2 potences : grilles.  
: lattes ABS  
: lattes bois.
- Relève buste électrique.
- Relève jambes.
- Option relève jambes électrique à plicature (lit spécifique)
- Barrières de lits Securis 3 : référence BL3170.
- 4 roues au Ø100 à frein.
- Option freinage centralise.
- Condamnation par télécommande à clé mécanique.
- Charge maxi : 200kg.
- 220v – 50Hz.
- Facteur de service : 10%.

Poids du produit :

**59.3 – 70 KG**

Date de 1ère mise sur le marché :

**Juin 2000**

## Etiquetage produit

Vignette CE

Vignette de remboursement