

Hygiène ADAGE®



Pour une hygiène facilitée au quotidien ...

➤ Chaise garde-robe à roulettes – *Kelis*

Une chaise mobile utile dans la salle de bain ou dans la chambre.

1. **Chaise mobile** confortable et stable grâce à son cadre **en acier**.
2. **Deux roues munies de freins** certifie une **sécurité maximale**.
3. Le **seau** se retire à l'arrière et possède un **couvercle hermétique**.

Caractéristiques Kelis :

- Poids maxi utilisateur : 130 kg
- Largeur hors-tout : 56 cm
- Profondeur hors-tout : 95 cm
- Largeur d'assise : 44 cm
- Profondeur d'assise : 42,5 cm
- Hauteur hors-tout : 97 cm
- Hauteur sol/siège percé : 52 cm
- Matière : châssis aluminium
- Coloris : gris métal et bleu
- Poids total : 14,4 kg



Référence	S 700 04000	Code ACL	3401060138820
-----------	-------------	----------	---------------

A 030 07 160
Photo non contractuelle

Dupont Medical, acteur historique du marché du matériel médical en France est le premier fabricant d'équipement destiné au maintien à domicile. La Société développe, fabrique et commercialise une offre complète de plus de 1 000 produits.

Dupont Medical SAS est basée à Frouard, en Lorraine, avec une usine de 13 000m².

