


L1



Ce document est l'entière propriété de la société HMS-Vilgo. Il ne saurait être reproduit même partiellement sans autorisation écrite préalable d'un responsable de la société HMS-Vilgo. Ce document est non contractuel et sa modification ou mise à jour, non soumise à une information systématique.

Code article : 4030002
Famille : Accessoire de lit
Description : Lève drap
Usage revendiqué : Lève drap
Classe du dispositif : Non Applicable
Garantie produit : 1 an contre tout vice de fabrication



Caractéristiques Techniques

Dimensions (mm)

■ Dimensions hors tout :

Hauteur maxi : 570
 Profondeur : 720
 Largeur : 440

Tolérances : dimensionnelles 10mm - pondérales 200g

Description technique

■ Structure acier en 2 parties emboîtables - tubes Ø 20 mm - finition époxy

Poids du produit :

2 kg

Date de 1ère mise sur le marché : **Avant 1998**

Etiquetage produit

Vignette de remboursement

NA

Vignette CE

NA