

SC2072



Code article : **1030108**

Code ACL : 3401053978877

Famille :
Cannes métalliques

Description :
Canne siège trois pieds en aluminium.

Usage revendiqué :
Aide à la marche manipulée avec un bras.
Leur utilisation est intérieure ou extérieure.

Classe du dispositif : NA

Garantie produit :
1 an contre tout vice de fabrication



Caractéristiques Techniques

Dimensions (mm)

- Hauteur sol poignée* : 840 mm (repliée)
- Embase : 280 x 350
- Poignée mousse diamètre : 30 mm
- Hauteur sol siège : 500 mm
- Diamètre siège : 220 mm

* position médiane sur poignée – tolérance ± 5mm

Description technique

- Structure tube alu Ø 22x1.2 mm finition polie
- Poignée en mousse
- Assise en PP

Poids du produit :

0,820 kg

Date de 1ère mise sur le marché : **mars 2010**

Version mise sur le marché : janv. 2015

Etiquetage produit

Vignette de remboursement

NA

Vignette CE

NA