

Aquatec | **Sorrento - Chaises,  
tabourets de douche  
et sièges de bain**

NOUVEAU



**Un choix innovant, modulable et fonctionnel pour tous types de baignoires**

Les sièges de bain fixes et pivotants sont désormais au sein de la gamme **Aquatec Sorrento** des produits phares grâce à leur fonctionnalité et leur design.

L'assise **Soft Confort** anti-dérapante ainsi que le dossier souple réglable en tension procurent à l'utilisateur sécurité, confort et maintien.

100% anti-corrosion, ne nécessitant l'utilisation d'aucun outil pour le montage, ces sièges de bain ont été conçus afin d'apporter plus de confort et de facilités à l'utilisateur pour la toilette au quotidien.

La gamme **Aquatec Sorrento**, ce sont également des chaises et tabourets de douche, avec ou sans découpe intime, avec ou sans accoudoirs. Les pieds sont réglables en hauteur et rabattables sous l'assise pour un gain de place maximum.

**AQUATEC**



**Yes, you can.®**

**Sorrento chaises et tabourets de douche**



**Chaise avec découpe intime**  
Réf 1532633



**Chaise sans découpe intime**  
Réf 1532730



**Tabouret avec découpe intime sans accoudoirs**  
Réf 1532661  
(existe également sans découpe intime réf 1532728)



**Tabouret avec découpe intime avec accoudoirs**  
Réf 1532660  
(existe également sans découpe intime, réf 1532729)




**Du confort pour la toilette**

Les chaises et tabourets *Aquatec Sorrento* sont équipés d'un revêtement doux, confortable et anti-dérapant sur l'assise et sur les accoudoirs. La toile de dossier souple réglable en tension offre un bon maintien en fonction du besoin et de la morphologie de l'utilisateur.



**Assise *Soft Comfort***

Revêtement en élastomère thermoplastique pour soulager les ischiens.



**Modulables et polyvalents**

Les chaises et tabourets *Aquatec Sorrento* sont réglables en hauteur (plage de réglage de 15 cm tous les 2 cm) afin de convenir au plus grand nombre. Les pieds sont rabattables sous l'assise pour un encombrement minimum une fois pliés. La toile de dossier et les accoudoirs sont amovibles en fonction du besoin de chaque utilisateur.



**Chaise pour la douche**  
Réf 15432633



**Tabouret pour la douche**  
Réf 1532661

## Caractéristiques techniques

	Chaise de douche avec découpe intime	Tabouret avec accoudoirs et découpe intime	Tabouret sans accoudoirs avec découpe intime	Chaise de douche sans découpe intime	Tabouret avec accoudoirs sans découpe intime	Tabouret sans accoudoirs sans découpe intime
Références	1532633	1532660	1532661	1532730	1532729	1532728
<b>Dimensions</b>						
Largeur d'assise (mm)	400	400	400	400	400	400
Profondeur d'assise (mm)	400	400	400	400	400	400
Hauteur d'assise (mm)	460-610	460-610	460-610	460-610	460-610	460-610
Largeur HT	520	520	520	520	520	520
Profondeur HT	430	430	430	430	430	430
Hauteur HT	850-990	850-990	850-990	850-990	850-990	850-990
Plage de réglage en hauteur (mm)	150	150	150	150	150	150
Largeur entre accoudoirs (mm)	450	450		450	450	
Longueur de l'accoudoir (mm)	280	280		280	280	
Hauteur de l'accoudoir (mm)	195	195		195	195	
Largeur du dossier (mm)	500			500		
Hauteur du dossier (mm)	380			380		
Hauteur toile de dossier (mm)	250			250		
Largeur découpe intime (mm)	140	140	140			
Profondeur découpe intime (mm)	170	170	170			
Poids maxi utilisateur	135 kg	135 kg	135 kg	135 kg	135 kg	135 kg
Poids du produit	5,5 kg	4 kg	3,5 kg	5,5 kg	4 kg	3,5 kg

	Siège de bain pivotant	Siège de bain fixe
<b>Siège de bain pivotant</b>	<b>1532693</b>	
<b>Siège de bain fixe</b>		<b>1532715</b>
<b>Dimensions</b>		
Largeur d'assise (mm)	400	400
Profondeur d'assise (mm)	400	400
Largeur HT (mm)	710-760	710-760
Profondeur HT (mm)	650	560
Hauteur HT (mm)	520	670-725
Largeur entre accoudoirs (mm)	450	450
Longueur de l'accoudoir (mm)	280	280
Hauteur de l'accoudoir (mm)	200	200
Largeur du dossier (mm)	500	500
Hauteur du dossier (mm)	380	380
Hauteur toile de dossier (mm)	280	280
Largeur découpe intime (mm)	140	140
Profondeur découpe intime (mm)	170	170
Poids maxi utilisateur	130 kg	130 kg
Poids du produit	6 kg	4,5 kg

Invacare Poirier S.A.S.  
Route de Saint Roch  
37230 Fondettes - France  
Tel. : +33 (0) 2 47 62 64 66  
Fax : +33 (0) 2 47 42 12 24  
Email : contactfr@invacare.com  
www.invacare.fr

© 2012 Invacare International Sarl  
Tous droits réservés.

Indications données à titre d'information (information non contractuelle).  
Invacare se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques ou de présentations de ce produit.

Livret Sorrento - FR - 06/2012 - 1562198



Yes, you can.®