

CANNES FASHION REGLABLES



- ✓ Large choix de motifs
- ✓ Réglable en hauteur
- ✓ Supporte 110 kg
- ✓ Poignée Derby
- ✓ Bague anti bruit



Embout de remplacement :
S25EMB - embout canne
fantaisie

Poids maximal autorisé 110 Kg

DESRIPTIF

Garantie : 2 ans - Durée d'utilisation : 2 ans

Légère, elle facilite la mobilité. Sa poignée derby est d'un grand confort dans l'utilisation. La bague de serrage anti bruit apporte un confort supplémentaire. Matériaux : Tube duraluminium, décalcomanie imprimé et embout caoutchouc.

Conditionnement : x 50.

Références	Désignations	Hauteur poignée / sol	Longueur poignée	Poids	Poids supporté
255618	canne derby black & white	72 / 94 cm	12 cm	0,380 kg	110 kg
255811	canne derby cashmere fantasia				
255813	canne derby cashmere pastel				
255817	canne derby flore				
255820	canne derby indira			0,340 kg	
255823	canne derby flower				
255824	canne derby girafe				
255825	canne derby butterfly				