



410860 Gel 2D



4108** Gel



41097* Gel fluide

- ✓ Adaptable à la morphologie
- ✓ Prévention des escarres
- ✓ Répartition des pressions
- ✓ Packaging HERDEGEN



DESCRIPTIF

Agissant comme une couche de graisse artificielle, le gel diminue de manière importante les pressions subies par les zones à risque. Le gel ne coule pas, ne durcit pas dans le temps, et ne se déplace pas sous la charge. Composition enveloppe et gel : mélange de polyol et d'isocyanate moulé à basse pression.

Poids supporté 120 kg

Garantie : 2 ans

Références	Désignations	Dimensions	Poids
410800	Gel Kle 40*40*2,5 cm 1housse IMP+1housse NAB	40 x 40 x 2,5 cm	3,840 kg
410801	Gel Kle 43*43*2,5 cm 1 housse imp+1housse NAB	43 x 43 x 2,5 cm	4,400 kg
410802	Gel Kle 45*42*2,5 cm 1housse IMP+1housse NAB	45 x 42 x 2,5 cm	4,540 kg
410860	Gel 2D Kle 2 housses IMP	41 x 41 x 2,5 cm	3,400 kg
410975	Gel fluide 45x42 ep2.5 Klé1 hsse NAB+1 IMP	45 x 42 x 2,5 cm	4,300 kg
410976	Gel fluide 45x42 ep3.5 Klé1 hsse NAB+1 IMP	45 x 42 x 3,5 cm	6,200 kg
410977	Gel fluide 43x43 ep3.5 Klé1 hsse NAB+1 IMP	43 x 43 x 3,5 cm	5,100 kg
410978	Gel fluide 41x41 ep3.5 Klé1 hsse NAB+1 IMP	41 x 41 x 3,5 cm	6,200 kg