


WAYUP 4 compact

Son piétement fixe lui permet de s'adapter à tous les espaces, même ceux exigus comme des WC.



Retrouvez la vidéo sur notre chaîne YouTube



150 Kg

28 Kg

850/1290
mm

340/560
mm



2 fonctions sur télécom-
mande aimantée et boîtier
Premium
Affichage de niveau de
batterie sur télécommande,
et boîtier
Vérin 8 000 N



Cale-talon amovible
3 positions (calé talon,
proclive, déclive)
Plate-forme fixe



Châssis fixe sans
écartement des pieds



4 roues doubles à double
roulement à billes 50 mm
G/S : 80 mm

2 roues freinées à double
roulement à billes 100 mm



RÉFÉRENCES	
WAYUP4-CBPB	avec batterie plomb
WAYUP4-CBLI	avec batterie lithium