

## NEW OPEN Chaise hygiénique



Les chaises **OPEN** possèdent des bras évasés pour faciliter le transfert, un grand dossier soutenant le dos et une assise rembourrée confortable et totalement amovible.

**OPEN** se décline en deux finitions, avec bouchon confort ou galette.



Matériaux : acier traité époxy, PVC thermosoudé (assise, dossier et accoudoirs), polypropylène (seau)

> Sortie du seau par le dessus

> Assise thermosoudée, accoudoirs bi-matières

**GARANTIE 2 ANS**  
POIDS SUPPORTE: 130 KG

Conditionnement :  
Carton de regroupement : 1  
Palette : 20



## COLORIS



OCEAN



GREY




Assise amovible



Sortie du seau par le dessus

## DIMENSIONS

Hauteur totale	A	86 cm
Largeur entre accoudoirs	B	51.5 cm
Largeur hors tout	C	61 cm
Hauteur accoudoirs/ sol	D	71 cm
Hauteur assise sol	E	51 cm
Hauteur assise+dossier	F	35 cm
Profondeur assise	G	44 cm
Profondeur hors tout	H	52 cm
Poids		6.21 kg
Ouverture de l'assise percée		21 cm x 25,5 cm



## EAN, PRISE EN CHARGE

Code	Désignation	Code EAN UDI	LPPR TTC
30042	New Open Océan avec bouchon	3701127752373	
30042	New Open Grey avec bouchon	3701127752366	6273816
30040	New Open Océan avec galette	3701127752342	102,62€
30040	New Open Grey avec galette	3701127752335	

Prese en charge  
**LPPR**