




- ✓ Un design unique
- ✓ Une sécurité d'utilisation
- ✓ Absence de pièces métalliques sujettes à corrosion



Patins antidérapants



DESCRIPTIF

Réalisé en polypropylène haute densité avec finition poliglass, le réhausse WC Clipper I s'installe sans outil pour surélever de 11 cm la hauteur des WC. Clipper I se pose directement sur les WC, il dispose de 4 patins antidérapants.

Poids maximal autorisé 185 Kg



Garantie : 2 ans

Références	Désignations	Hauteur utile	Largeur totale	Profondeur totale	Dimension intérieure	Poids
500400	Clipper I	11 cm	41 cm	42 cm	25 x 21 cm	1,1 kg