



Couteau Queens Homecraft

Réf : 081305879

Marque : Homecraft



Description du produit

Particulièrement adaptés aux personnes ayant une mobilité réduite du poignet, ces couverts courbés Queens sont en acier inoxydable et en plastique léger.

Caractéristiques :

- Légers, les ustensiles Queens sont en acier inoxydable. Les manches compensés en plastique ABS sont cylindriques pour une bonne prise en main
- Passe au lave-vaisselle
- Evitent la torsion du poignet
- La lame du couteau est à angle droit avec le manche et fonctionne par un mouvement de bascule
- La fourchette et la cuillère existent dans des modèles pour gaucher ou droitier.

Spécificités techniques

EAN 5028318025886

TVA 20 %

Couleur Ivoire

Désign. Couteau

Condit.	L'Unité
Long. Manche	10cm
Ø	3cm
Poids	45g
Lave-vaisselle	Oui